

HIPRABOVIS® 4

Vacina combinada contra o vírus da rinotraqueíte infecciosa bovina, vírus da parainfluenza 3, vírus da diarreia viral bovina e vírus respiratório sincicial dos bovinos.

USO VETERINÁRIO

CADA DOSE DE 3 ML DO PRODUTO CONTÉM:

- Vírus inativado da rinotraqueíte infecciosa bovina, cepa LA, com título mínimo antes da inativação de $10^{7.0}$ TCID₅₀ (dose infectante em cultura do tecido).
- Vírus inativado da parainfluenza 3, cepa SF4, com título mínimo antes da inativação de 480 HAU (unidades hemoaglutinantes).
- Vírus inativado da diarreia viral bovina, cepa NADL, com título mínimo antes da inativação de $10^{6.0}$ TCID₅₀
- Vírus vivo respiratório sincicial bovino, cepa LYM P56, com título mínimo de $10^{4.0}$ TCID₅₀

A síndrome respiratória bovina no gado de corte é um dos grandes problemas de criação industrial destes animais. Há toda uma série de fatores, como transporte, sistemas de criação e alojamento, concentrações de diferentes animais, etc., em resumo, fatores estressantes que fazem que nos bezerros possam desenvolver, com relativa facilidade, uma série de agentes virais que são os causadores deste tipo de processos. Também, são cada vez mais frequentes os problemas de tipo reprodutivo produzidos pelos vírus IBR e BVD. Por tudo isso, LABORATORIOS HIPRA, S.A. desenvolveu a vacina HIPRABOVIS 4, composta dos vírus IBR, parainfluenza 3, BVD e vírus respiratório sincicial (BRS), com adjuvante destinado a prevenir os processos respiratórios e reprodutivos destes animais.

INDICAÇÕES:

Bovinos adultos: Prevenção da Rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), Vulvovaginite pustular infecciosa (IPV) e Enfermidade das mucosas (BVD).
Bezerros: Prevenção da Rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), parainfluenza 3, Enfermidade das mucosas ou Diarreia viral bovina (BVD) e Pneumonia pelo vírus respiratório sincicial bovino (BRS).

VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

Intramuscular, na tábua do pescoço; ou subcutânea, na região da papada.

POSOLOGIA:

Bovinos: 3 mL/animal, independente de seu peso ou idade. Dissolver a fração liofilizada com a fração líquida da vacina, assegurando uma completa reconstituição da mesma, antes de proceder sua administração. Em geral, é aconselhável o seguinte programa vacinal orientativo:
Bezerros: Vacinar com uma dose. Revacinar aos 21 – 30 dias, sobretudo se a vacinação é de animais muito jovens. Revacinação uma vez ao ano.
Novilhas de reposição: Vacinar com uma dose. Revacinar aos 21 – 30 dias, um mês antes do primeiro acasalamento.
Vacas: Vacinar com uma dose. Revacinar aos 21 – 30 dias. Revacinação uma vez ao ano.

PERÍODO DE CARÊNCIA:

Zero dias.

OBSERVAÇÕES:

- Uma vez reconstituído o componente liofilizado, deve-se utilizar a vacina num prazo não superior a 3 horas.
- Pode-se utilizar em qualquer momento durante a gestação ou a lactação.
- Pode aparecer uma reação anafilática esporádica em algum animal sensibilizado. Neste caso, administrar epinefrina ou uma droga semelhante.

PRECAUÇÕES ESPECIAIS:

- Administrar a vacina quando sua fração líquida estiver à temperatura entre 15 °C a 30 °C.
- Agitar antes de usar.
- Armazenar entre 2 °C e 8 °C.
- Não congelar a vacina.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS:

Caixa de 5 doses (fração liofilizada + fração líquida).
Caixa de 30 doses (fração liofilizada + fração líquida).

LEIA AS INSTRUÇÕES DE USO.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
UMA VEZ ABERTO O FRASCO, USE TODO O CONTEÚDO.
APÓS O USO QUEIME E ENTERRE OS FRASCOS E TODO O CONTEÚDO NÃO UTILIZADO.
EVITE CONTAMINAR O MEIO AMBIENTE.
VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Prazo de validade é de 18 (dezoito) meses após a data de fabricação.

PRODUTO IMPORTADO

Licenciado no MAPA sob nº. 9639 em 22/11/2011.

Proprietário e Fabricante:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Resp. Téc.: Josep Ferrés Coromina
Avda. la Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) - Espanha

Representante Exclusivo no Brasil, Importador e Distribuidor:

HIPRA SAÚDE ANIMAL LTDA.
Avenida do Lami, 6133 - Bairro Lami
Porto Alegre-RS CEP: 91782-601
CNPJ nº 92.662.501/0001-51 IE nº 096/0531289
E-mail: brasil@hipra.com - Site: www.hipra.com
Resp. Téc.: Charles F.C. Scherer - CRMV-RS 07316
SAC: 08006444501



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com